

# ABDUKTIOTYÖNY

## Paloturvallinen SL1

VORMU  
uniQUU

### Kangas

Päällä vihreä suojakangas, jossa käden kiinnitysnauhat enstexiä. Remmit pikalukoilla ja niiden suojana pehmeä fleece.

### Täyte

Vaahtomuovityyny, joka päällystetty home-, sieni- ja palosuojatulla antistaattisella hygieniakankaalla Laitos Kurt.

### Malli

**Tyynymalli I** on muotoiltu koveraksi kohdasta, joka lepää kylkeä vasten. Remmitys on tehty niin, että tyyny sopii molemmille käsille.

**Malli II** -tyynyssä ei ole kyljen kohtaa muotoiltu. Tyyny sopii molemmille käsille, mutta päällinen valmistetaan aina oikealle tai vasemmalle kädelle.

Päällinen saatavana vetoketjulla jossa metallilukko. Käyttötarkoituksesta riippuen on mahdollista valmistaa päällinen tarranauhoilla pyydettyä.

### Laatu

Vihreän suojakangaan pesu 40 °C. Vaahtomuovityynyn kangas Laitos Kurt kestää pyyhkimisen alkoholipitoisella pesuaineella sekä lämpömerkinnän \*\*\*\*-tähdellä.

Laimennetulla kloorilla tai alkoholipitoisella pesuaineella pyyhkimisen jälkeen pinta pyyhittävä hyvin vedellä, jottei klooria jää kankaan pinnalle.



Tyynymalli I



Tyynymalli II



VORMU  
uniQUU

VORMU OY  
Niittaajantie 7  
26820 RAUMA  
Tel. 02 824 0100  
Fax. 02 822 8100  
E-mail: [vormu@vormu.fi](mailto:vormu@vormu.fi)  
Internet: [www.vormu.fi](http://www.vormu.fi)